

PROCEDURE DE PRELEVEMENT DIRECT DES FLACONS D'HEMOCULTURE

S. Albano et R. Moreda Lycée Dr Lacroix - Narbonne



Mise en place du garrot avant la ponction veineuse




Nettoyer la zone de prélèvement avec un antiseptique




Désinfecter le bouchon du flacon d'hémoculture



Ponction veineuse à l'aide d'une aiguille de type épicroannienne



Prélèvement dans le flacon d'hémoculture



Prélever environ 10 mL pour un adulte (repère sur le côté du flacon)